



Produits Dentaires SA

Rue des Bosquets 18 . 1800 Vevey . Switzerland



DIRECTIONS FOR USE

Rosen Root-Canal Cement without Silver

Radiopaque root-canal sealer

Composition

Powder: Zinc oxide 41.2 %, Thymol Iodide 12.8 %, Rosin 16 %, radiopaque excipient ad 100 %
Liquid: Oil of Cloves 78 %, Canada Balsam 22 %,

Properties

Mixed to a paste, this cement provides a very suitable material for permanent root-canal sealing and filling. To all intents and purposes, it fulfills practically every criteria as an ideal cement. It is non-irritant, dimensionally stable, radiopaque and does not dissolve in the tissue fluids. Moreover it adapts well to the canal, is easy to shape and to remove.

Caution

This cement is manufactured according to Rickert's formula with no precipitated Silver.
This avoids any risk of staining the teeth but, on the other hand, it also reduces the bactericidal action of the paste.

Indications

- > Permanent filling of the root-canal
- > Sealer used with all types of endodontic points

: approximately 60 minutes

Packaging

Portion of 15 g powder and 15 ml liquid

REF
10245

- > FOR DENTAL PROFESSIONAL USE
- > MADE IN SWITZERLAND

CE 0120



MODE D'EMPLOI

Ciment à canaux de Rosen sans argent

Ciment canalair radio-opaque

Composition

Poudre: oxyde de zinc 41.2 %, iodure de thymol 12.8 %, colophane 16 %, excipient radio-opaque 100 %
Liquide: essence de girofle 78 %, baume du Canada 22 %

Prop

paroi canalair tout en étant facile à appliquer, à modeler, cas échéant à enlever.

Mise en garde

Ce ciment est fabriqué selon la formule de Rickert dont on a enlevé le composant «argent précipité». Le risque de formation de taches sur la dent est donc supprimé. Toutefois, l'action bactéricide est moindre que celle de la pâte selon la formule originale de Rickert.

Indications

- > Obturation permanente du canal radiculaire
- > Ciment de scellement à appliquer avec tous types de pointes d'endodontie (Gutta-Percha, acrylique, argent ou titane)

Mode d'emploi

- > Spatuler le liquide et la poudre de manière à obtenir une pâte de consistance crémeuse
- > Nettoyer à fond le canal radiculaire et le sécher au jet d'air
- > Introduire la pâte à l'aide d'une sonde ou d'un bourre-pâte
- > Eviter les poches d'air et toute protrusion au-delà de l'apex
- > Temps de prise: 60 minutes environ

Packaging

Portion de 15 g poudre et 15 ml liquide

REF
10245

- > POUR USAGE PROFESSIONNEL DENTAIRE
- > FABRIQUÉ EN SUISSE

CE 0120



Rosen Root-canal Zement Silberfrei

Röntgengichter Wurzelkanalzement

Zusammensetzung

Pulver: Zinkoxid 41.2 %, Thymol Jodid 12.8 %, Kolophonium 16 %, röntgengichter Hilfssto ad 100%
Flüssigkeit: Nelkenessenz 78 %, Kanadabalsam 22 %

Eigenschaften

Nach der Rezeptur von «Rickert» hergestellt, enthält jedoch kein Silber. Das Risiko der Zahnverfärbung wird somit eliminiert. Jedoch ist die bakterizide Wirkung geringer als diejenige des Originalrezeptes.

Indikationen

- > Permanente Füllung
- > Versiegelungszement in Verwendung mit allen gängigen Spitzen (Gutta-Percha, Acryl, Silber oder Titan)

Gebrauchsanweisung

- > Pulver und Flüssigkeit mit Hilfe eines Spatels zu einer Paste mit cremiger Konsistenz vermischen.
- > Wurzelkanal reinigen und gut lufttrocknen
- > Paste mit einer Sonde oder einem Pastenfüller in den Wurzelkanal einarbeiten.
- > Vermeiden Sie Lufteinschlüsse und Überfüllungen über den Apex
- > Abbindezeit: ca. 60 Minuten

Verpackung

Portion mit 15 g Pulver und 15 ml Flüssigkeit

REF

10245

- > FÜR DEN PROFESSIONELLEN ZAHNÄRZTLICHEN GEBRAUCH
- > MADE IN SWITZERLAND

CE 0120