



«Cavity Liner» Paste, Calcium Hydroxide Paste

REF 11020

GB DIRECTIONS FOR USE

Radioopaque Calcium Hydroxide Paste for lining and capping

Composition

1 ml of paste contains 540 mg Calcium Hydroxide and 70 mg Barium Sulfate in a Methylcellulose base

Properties

«Cavity Liner» Calcium Hydroxide Paste is a creamy paste which can be used as a cavity liner or a temporary dressing. Owing to its alkaline pH (approximately 12), Calcium Hydroxide, when used as a liner or a pulp capper, neutralizes the free acids of Zinc Phosphate and Silicate Cements. It also helps to reduce the sensitivity of freshly cut dentine and promotes the regeneration of secondary dentine.

Indications

- > As a liner
 - pulp capping on vital pulp (indirect capping)
 - capping after pulpotomy (direct capping)
 - cavity lining, prior to filling
- > As a dressing
 - root-canal treatment and periapical therapy

Directions for use

- > Pulp Capping
 - Make sure of the pulp is vital. Where necessary, treat with an antibiotic
 - Cap with the paste and allow to dry
 - Remove any residue with an excavator
- > Cavity Lining
 - Clean the cavity thoroughly
 - Apply the paste
 - Remove any residue
 - Apply filling material directly on the liner
- > As a temporary dressing
 - Prepare the canal meticulously and fill it with the paste
 - Seal the opening with a cement
 - Where necessary repeat the operation after one month

«Cavity Liner» Calcium Hydroxide Paste is easily removed with an endodontic file and a few drops of water. After each use wash the cap with water and recap the syringe immediately without drying. The applicator tips can also be washed and sterilized.

Storage

Store at room temperature between 15°C and 25°C, protected from direct light

Packaging

Set with 1 dispensing syringe of 2.5 ml
+ 2 applicator tips

- > FOR DENTAL PROFESSIONAL USE
- > MADE IN SWITZERLAND

F MODE D'EMPLOI

«Cavity Liner» Paste, Pâte à l'hydroxyde de calcium

Pâte radio-opaque à base d'hydroxyde de calcium pour le coiffage pulpaire et l'isolement de cavité

Composition

1 ml de pâte contient 540 mg d'hydroxyde de calcium et 70 mg de sulfate de baryum dans une pâte à base de méthylcellulose.

Propriétés

La pâte à l'hydroxyde de calcium «Cavity Liner» est une pâte de consistance crémeuse à utiliser pour l'isolement de cavité, le coiffage pulpaire ou comme pansement provisoire. Le pH alcalin de la pâte neutralise, en fond de cavité, l'acidité des ciments à base de phosphate de zinc ou de silicates. La pâte favorise la néo-formation de la dentine secondaire et diminue la sensibilité de la dentine fraîchement taillée.

Indications

- > Isolation
 - Coiffage pulpaire sur pulpe vivante (coiffage indirect)
 - Coiffage après pulpotomie (coiffage direct)
 - Revêtement de fonds de cavité, avant obturation
- > Pansement
 - Traitement canalaire et thérapie périapicale

Mode d'emploi

- > Coiffage
 - S'assurer de la vitalité de la pulpe, au besoin effectuer un traitement antibiotique
 - Coiffer avec la pâte et laisser sécher
- > Revêtement des fonds de cavité
 - Nettoyer soigneusement le fond de la cavité
 - Appliquer la pâte
 - Eliminer les résidus à l'aide d'un excavateur
 - Obturer directement sur la couche de revêtement
- > Pansement provisoire
 - Préparer soigneusement le canal radiculaire et le remplir avec la pâte

- Sceller l'ouverture avec un ciment
- Au besoin, répéter l'opération après un mois

La pâte à l'hydroxyde de calcium «Cavity Liner» s'enlève facilement à l'aide d'une lime d'endodontie et quelques gouttes d'eau. Après utilisation laver le bouchon à l'eau et le remettre en place de suite sans sécher.

Les embouts peuvent aussi être lavés et stérilisés.

Stockage

Conserver à température ambiante entre 15° C et 25° C, à l'abri de la lumière directe

Présentation

> Kit avec 1 seringue de 2.5 ml + 2 embouts

> POUR USAGE PROFESSIONNEL DENTAIRE

> FABRIQUÉ EN SUISSE



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Cavity Liner» Paste, Calcium Hydroxide Paste

Рентгенконтрастная паста на основе гидроксида кальция для лечебных прокладок и временного пломбирования каналов.

Состав

1 мл пасты содержит 540 мг гидроксида кальция и 70 мг сульфата бария в метилцеллюлозной матрице.

Описание

«Cavity Liner» Calcium Hydroxide Paste — готовая к использованию паста кремообразной консистенции для лечебных прокладок и временного пломбирования корневых каналов. Благодаря щелочной реакции (pH~12) стимулирует образование вторичного дентина и снижает постоперационную гиперчувствительность зубов. Также нейтрализует кислоты, выделяющиеся при полимеризации цинк-фосфатных и силикатных цемента.

Показания

- > Лечебная прокладка для прямого или непрямого покрытия пульпы зуба
- > Изолирующая прокладка при пломбировании цементами
- > Временное пломбирование корневых каналов, лечение периапикальных воспалительных очагов

Способ применения

Лечебная прокладка:

- > Убедиться в жизнеспособности пульпы зуба. При необходимости применить

лечебную прокладку с антибиотиком

- > Нанести пасту точно в проекции рога пульпы (непрямое покрытие) или непосредственно на вскрытый рог пульпы (прямое покрытие)
- > Дать подсохнуть
- > Убрать излишки ручными инструментами.
- > Закрыть временной или постоянной пломбой

Временное пломбирование каналов:

- > Механически и медикаментозно обработать канал
- > Внести в канал пасту
- > Зарыть временной пломбой
- > При необходимости, повторить процедуру через месяц
- > Перед постоянным пломбированием тщательно удалить материал из канала при помощи воды и ручных инструментов

Примечание

После каждого использования промывать крышку водой и, не высушивая, плотно закрывать ею шприц. Аппликационные насадки можно мыть и стерилизовать.

Хранение

Хранить при комнатной температуре 15-25°С в защищенном от прямого света месте.

Упаковка

Шприц 2,5 мл + 2 насадки

- > только для профессионального применения в стоматологии
- > сделано в ШВЕЙЦАРИИ